



# نانو شرق ابزار توس

کوره تیوبی چمدانی چرخشی

پیوست ۴  
شرایط محیطی نصب



نانو تسان

NANO SHARGH ABZAR TOOS

[www.NanoSATco.com](http://www.NanoSATco.com)

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی

- ۱- پریز برق سه فاز برای راه‌اندازی کوره به نحوی که پریز برق سه فاز مربوط به کوره دارای نول باشد تا بتواند نول برق کوره را تامین کند.
- ۲- جهت ایمنی بیشتر اتصال بدنه کوره را حتماً برقرار نمایید
- ۳- محلی برای قرار دادن کپسول‌های گاز ترجیحاً خارج از محیط آزمایشگاه
- ۴- لوله کشی مناسب با لوله های استیل برای گاز رسانی به سیستم
- ۵- محیط آزمایشگاه از تهویه مناسب برخوردار باشد زیرا بخشی از بخارات مواد شیمیایی ممکن است وارد محیط آزمایشگاه شود.
- ۶- سیستم باید در محلی از آزمایشگاه نصب شود تا بتوان خروجی گازشوی را به خارج آزمایشگاه و محیط باز هدایت کرد.

نانو شرقی ابزار توس با مسئولیت محدود