

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه 3 Cathodes PVD لوتوس

محیط آزمایشگاه باید فضایی به مساحت حداقل ۱۰ متر مربع باشد تا کاربر بتواند به راحتی از دستگاه استفاده نماید.

محل نصب دستگاه بایستی از قبل مشخص باشد و بعد از نصب از جابجا کردن دستگاه پرهیز شود.
دستگاه بایستی در اتاق تمیز استفاده شود.

لازم است آزمایشگاه دارای دسترسی به شبکه برق رسانی تک فاز با ظرفیت حداقل ۱۶ آمپر و دارای سیم ارت باشد.