



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

دستگاه دارای شرایط محیطی خاص و ویژه ای برای نصب و راه اندازی نبوده و شرایط آزمایشگاهی استاندارد برای نصب و راه اندازی دستگاه و انجام صحیح آزمایشگاه کافی می باشد که شرایط این آزمایشگاهی شامل موارد زیر می باشد:

- ۱- دمای استاندارد آزمایشگاهی : ۲۵ درجه سلسیوس
- ۲- تراز بودن سطح دستگاه در حین انجام تست
- ۳- شرایط رطوبتی استاندارد محیط آزمایشگاه : ۴۵ درصد
- ۴- عدم وجود گرد و غبار
- ۵- فشار جوی استاندارد هوا
- ۶- عدم وجود نوسانات برقی در هنگام شارژ
- ۷- عدم تابش نور مستقیم به LCD
- ۸- عدم وجود ارتعاشات
- ۹- عدم نیاز به فشار زیاد دستگاه بر روی نمونه
- ۱۰- عدم برخورد مستقیم آب با بدنه دستگاه
- ۱۱- استفاده از دستمال نمدار جهت تمییز نمودن دستگاه
- ۱۲- رطوبت دار بودن نمونه
- ۱۳- اطمینان از نحوه قرار گیری صحیح پراب های دستگاه روی نمونه

@ وب سایت : www.Salmanco.com پست الکترونیک : info@Salmanco.com

نشانی: بزرگراه شهید بابایی- کیلومتر ۲۰ جاده دماوند - پارک فناوری پردیس - مرکز رشد فناوری نخبگان

تلفن تماس : ۰۷۰ ۵۱ ۷۶۲ ۹۸۲۱ + ۱۶-۱۵ ۹۲۰۱۵۱۶۰۹۸ +