



## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

این دستگاه دارای شرایط محیطی خاص و ویژه ای برای نصب و راه اندازی نبوده و شرایط آزمایشگاهی استاندارد برای نصب و راه اندازی دستگاه کافی می باشد که شرایط آزمایشگاهی شامل موارد زیر می باشد:

- ۱- دمای استاندارد آزمایشگاهی : ۲۵ درجه سلسیوس
- ۲- شرایط رطوبتی استاندارد محیط آزمایشگاه : ۴۵ درصد
- ۳- اطمینان از نصب سیم ارت دستگاه برای جلوگیری از برق گرفتگی
- ۴- عدم وجود نوسانات برقی
- ۵- تراز بودن سطح نصب دستگاه
- ۶- عدم وجود ارتعاشات
- ۷- عدم وجود گرد و غبار

@ وب سایت : [www.Salmanco.com](http://www.Salmanco.com) پست الکترونیک : [info@Salmanco.com](mailto:info@Salmanco.com)

نشانی: بزرگراه شهید بابایی-کیلومتر ۲۰ جاده دماوند - پارک فناوری پردیس - مرکز رشد فناوری نخبگان

تلفن تماس : ۰۷۰ ۵۱ ۷۶۲ ۷۸۲۱+ ۱۶-۱۵ ۱۵۱۶۰۱۵۹۲۰۹۸+