


زالان شریف پارس

شرایط نگهداری دستگاه محفظه زدایش گاز ZD102





شرایط نگهداری

دستگاه شما به نحوی طراحی و ساخته شده است که کمترین تأثیرپذیری از شرایط محیطی را داشته باشد ولی از آنجایی که این فرایند تحت خلاء صورت می‌گیرد.

- محدوده دمایی نگهداری دستگاه: ۱۰۰-۱۰- درجه سانتیگراد
- محدوده دمایی کار با دستگاه: ۱۰۰-۱۰- درجه سانتیگراد
- برق مصرفی: ۲۲۰ ولت تک فاز با سیم زمین
- توان برق مصرفی: کمتر از ۲۰۰ وات
- کیفیت گاز: عدم وجود رطوبت در گاز خروجی از کپسول
- بدلیل امکان آسیب به اورینگ ها و اتصالات الاستیک، از قراردادن در محیط های با دمای بالای 100°C (آون و غیره) خودداری شود.
- از آلوده شدن قطعات بالا و پائین به مواد خارجی بویژه چربی جلوگیری شود.
- بدلیل احتمال آسیب به لبه ها و ایجاد اختلال در آب بندی، حمل قطعات با احتیاط صورت گیرد.