

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه

شرایط استفاده از دستگاه RN-CB در آزمایشگاه :

- ۱- مجهز بودن آزمایشگاه به پوشش پارکت کف آزمایشگاه
- ۲- مجهز بودن محل استفاده از دستگاه به چاه ارت
- ۳- آزمایشگاه مجهز به سیستم کنترل دما بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد
- ۴- آزمایشگاه مجهز به سیستم کنترل رطوبت بین ۲۰ تا ۷۰ درصد باشد