

شرکت مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

دنا ژن تجهیز (مسئولیت محدود)

طراحی و تولید تجهیزات، مواد آزمایشگاهی، تحقیقاتی، بیولوژیکی و شیمیایی

آدرس: تهران- خیابان کارگر شمالی- خیابان هیئت- پلاک ۱۵- پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس



### شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری سیستم ژل کستینگ

- ۱- دستگاه را با استفاده از آب معمولی و دترجنت یا صابون ملایم شست و شو دهید.
- ۲- با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
- ۳- از تمیز کننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
- ۴- دستگاه را با استفاده از دمای بالا خشک و یا استریل ننمایید.
- ۵- از استون یا هیدروکربن های هالوژنه و یا الکل های غلیظ (بالای ۳۵٪) جهت تمیز نمودن دستگاه استفاده ننمایید.