

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه DSC(OIT) به شرح ذیل می باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیم ها و کابل های

فشار قوی در طبقه همکف یا زیرزمین

۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳- اتاق مجهز به کولر گازی

۴- حضور کپسول نیتروژن و اکسیژن ۹۹/۹۹٪

۵- امکان قرار گیری یک دستگاه کامپیوتر در کنار سیستم