



شرکت فنی مهندسی اقتدار توان سنجش

شرایط محیطی



تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه توان سنجش

Tavansanjesh.com

شرایط محیطی استفاده از مانکن شبیه‌ساز کلینیکی صداهای قفسه سینه

TS- SB1

- ✓ به‌علت وجود سنسورهای دیجیتالی در این دستگاه، بهتر است که از آن در رطوبت بالا استفاده نشود.
- ✓ حداکثر دمای محیط استفاده می‌بایست ۵۰ درجه باشد.
- ✓ از مواد خوردنده نباید برای تمیز کردن تجهیزات این دستگاه استفاده شود.
- ✓ از اعمال ضربه شدید به قسمت‌های مختلف دستگاه خودداری شود.

نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز رشد ساخت تجهیزات
پزشکی، واحد ۲۰۶، شرکت فنی مهندسی اقتدار توان سنجش

تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۹۹ - ۰۹۹۰۴۹۰۷۲۸۳

کد پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱