

بسمه تعالی

تلفن : 02188957196

فکس : 02189782784

همراه : 09122215046

www.zistfan.ir



• شرایط محیطی در خصوص نصب ، راه اندازی و نگهداری دستگاه فرمانتور و بیوراکتور :

1- دستگاه در فضای اتاق های تمیز و آزمایشگاهی نصب می شود. محیط استقرار دستگاه باید دارای سیستم کنترل دما ، رطوبت نسبی، فشار و هوای تمیز یا هوا ساز باشد.


• شرایط کالیبراسیون:

1- کالیبراسیون سنسورهای pH,DO و دما توسط ترانسمیتر نصب روی دستگاه و بر اساس دستورالعمل شرکت انجام می شود
2- کالیبراسیون دور موتور با تاکومتر بر اساس دستورالعمل شرکت انجام می شود.

• آزمون تحویل دهی:

در خصوص تحویل دستگاه به خریدار ، در کارگاه آزمون های لازم شامل مراحل ذیل انجام می شود.

- 1- آزمون سلامت قطعات الکترونیکی ، مکانیکی و ابزار دقیق
- 2- آزمون هیدرولیکی ونشت یابی شامل :تحت فشار قراردادن اسکید پایپینگ و مخزن با هوای فشرده و بخار تا 5 بار به مدت 24 ساعت ودر صورت نشتی آچارکشی و جوشکاری انجام می شود.
- 3- آزمون صحت برنامه اتوماسیون : دستگاه مونتاژ و بطور دستی و اتوماتیک اجرا انجام و توالی برنامه با ابزار دقیق چک می شود.


شهریار ملاحسینی
مدیر عامل