

شرکت مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

دنا ژن تجهیز (مسئولیت محدود)



طراحی و تولید تجهیزات، مواد آزمایشگاهی، تحقیقاتی، بیولوژیکی و شیمیایی

آدرس: تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان هیئت - پلاک 15 - پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

- 1- همیشه از سالم بودن فن دستگاه اطمینان حاصل شود.
- 2- فضای اطراف دستگاه پاور سویلای جهت سیرکولاسیون مناسب هوا به اندازه حداقل 10 سانتیمتر خالی باشد.
- 3- با توجه به تامین جریان و ولتاژ بالا توسط این دستگاه، توصیه می شود به هیچ وجه افراد کم تجربه از دستگاه استفاده نمایند.
- 4- با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
- 5- از تمیز کننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
- 6- دستگاه را با استفاده از دمای بالا خشک و یا استریل ننمایید.
- 7- در صورت بروز هرگونه مشکل در دستگاه پاور سویلای الکتروفورز، حتما قبل از باز شدن دستگاه توسط افراد فاقد صلاحیت، شرکت دنا ژن تجهیز را مطلع نمایید.