



## شرکت مهندسی صنعت سرام

مهر البرز

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

### همزن الکتریکی آزمایشگاهی مدل MIXT200



### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تکفاز ۱۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. دستگاه بایستی روی یک میز مناسب قرار داده شود.

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرخانی و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۳۵۸۹، ۶-۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

[www.sanateram.com](http://www.sanateram.com)

Email: [headoffice@sanateram.com](mailto:headoffice@sanateram.com)