

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت با مسئولیت محدود - شماره ثبت 31472

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی  
دستگاه سندباکس

محیط عمومی آزمایشگاه با کف کاملاً تراز

1. میز با استحکام کافی و بدون لرزش به طول حداقل 1/5 متر و عرض استاندارد با قابلیت تنظیم پایه
2. ارتفاع میز 100 سانتیمتر
3. ترازو با دقت 0.01 گرم
4. آون 110 درجه

با احترام - سیامک پاشائی