

## سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برای استفاده از دستگاه حتما نیاز می باشد تا یک میز صلب و صاف (بدون لرزش) برای آن در نظر گرفته شود. به دلیل اینکه حین استفاده از دستگاه ضربات وارده نیروی فراوانی به میز وارد میکنند، میز باید دارای استحکام مناسب باشد.