

شرکت دانش پژوهش فجر	الزامات نصب دستگاه IQ	کدفرم/ویرایش: F۳۲۰/۰۰
---------------------	-----------------------	-----------------------

نوع دستگاه : آژیتاتور پلاکت خون

شماره سریال :

مرحله کاری	الزامات	مشاهده نتایج		توضیحات
		بله	خیر	
۱	سالم بودن بسته بندی دستگاه به هنگام تحویل	ok		
۲	سالم بودن دستگاه بعد از باز کردن بسته بندی (طبقات به راحتی در داخل شیارها جابجا شوند)	ok		
۳	دستگاه در داخل اینکوباتور در دمای ۲۴ - ۲۰ کار میکند	ok		
۴	رطوبت محیط داخل اینکوباتور ۲۰٪ الی ۷۰٪ باشد	ok		
۵	دستگاه در حد معمول تراز باشد	ok		
۶	اطمینان از سالم بودن پرریز داخل کابین و همچنین کابل انتقال آلارم	ok		
۷	ولتاژ برق ورودی ۱۰٪ ۲۲۰ باشد	ok		
۸	آژیتاتور در بین شاخص های نصب شده ، در کف اینکوباتور قرار گیرد (شاخص های تفلونی در دو طرف و انتها می باشد)	ok		

تاریخ تحویل دستگاه :

تاریخ :

امضاء مهر :

توزیع نسخ: ۱- کنترل کیفیت ۲- واحد اقدام کننده