



Certificate No. : T/ 866

کنترل سیستم ابزارنویین (سهامی خاص)

www.csanco.com

www.csan.ir



شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه کوانتومتر Unique's

شرایط محیطی:

دستگاه جهت نصب، راه اندازی و نگهداری باید طبق شرایط محیطی زیر باشد:

- اتاق آزمایشگاه حداقل ۱۲ متر مربع با حداکثر یک پنجره که دارای پرده و دو جداره باشد و همچنین توسط یک دستگاه کولر گازی دوکاره دمای اتاق بین ۱۵-۲۵ درجه سانتی گراد قابل تنظیم باشد.
- ضمناً بهتر است اتاق در طبقه همکف، بدون پله و با کف پوش مناسب مفروش شده باشد و از کوره فاصله قابل توجهی داشته باشد.
- رطوبت هوا باید در حد مجاز آزمایشگاهی کنترل شود.