

## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

-دستگاه در محل کاملاً تراز بر روی میز آزمایشگاه (ترجیحاً میز سنگی) و یا روی زمین صاف و تراز قرار گیرد.

-تا حد امکان دستگاه دور از محل عبور کابل برق فشار قوی باشد

-برق تک فاز 223 ولت (یا برق سه فاز)

-محل قرار گیری دستگاه از تهویه مناسب برای عملکرد صحیح فن دستگاه برخوردار باشد و به دور از بخارات شیمیایی باشد

-نصب کلید محافظ جان در مسیر برق ورودی به دستگاه