

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه

شرایط استفاده از دستگاه RN-CT در آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی :

- ۱- مجهز بودن آزمایشگاه به کنتور برق تک فاز ۲۵ آمپر
- ۲- مجهز بودن آزمایشگاه به ترانس ایزوله کننده برق آزمایشگاه از برق شهر
- ۳- مجهز بودن آزمایشگاه به اسیلوسکوپ دو کاناله آنالوگ
- ۴- مجهز بودن آزمایشگاه به پوشش پارکت کف آزمایشگاه
- ۵- مجهز بودن محل استفاده از دستگاه به چاه ارت
- ۶- آزمایشگاه مجهز به سیستم کنترل دما بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد
- ۷- آزمایشگاه مجهز به سیستم کنترل رطوبت بین ۲۰ تا ۷۰ درصد باشد