

تاریخ:

شماره:

بسمه تعالی

تلفن: ۰۲۱-۴۰۲۲۳۱۲۵

فکس: ۰۲۱-۴۳۸۵۴۹۴۲

همراه: ۰۹۱۲۲۲۱۵۰۴۶

www.zistfan.ir



• شرایط محیطی در خصوص نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه فرمانتور و بیوراکتور:

- دستگاه در فضای اتاق های تمیز و آزمایشگاهی نصب می شود. محیط استقرار دستگاه باید دارای سیستم کنترل دما، رطوبت نسبی، فشار و هوای تمیز یا هوا ساز باشد.

• شرایط کالیبراسیون:

- کالیبراسیون سنسورهای pH, DO و دما بر اساس دستورالعمل شرکت انجام می شود
- کالیبراسیون دور موتور با تاکومتر بر اساس دستورالعمل شرکت انجام می شود.

• آزمون تحویل دهی:

- در خصوص تحویل دستگاه به خریدار، در کارگاه آزمون های لازم شامل مراحل ذیل انجام می شود.
- آزمون سلامت قطعات الکترونیکی، مکانیکی و ابزار دقیق
 - آزمون هیدرولیکی و نشست یابی شامل: تحت فشار قراردادن مخزن با هوای فشرده انجام می شود.
 - آزمون صحت برنامه اتوماسیون بطور دستی و اتوماتیک اجرا انجام و توالی برنامه دقیق چک می شود.

شهریار ملاحسینی

مدیر عامل