



شرایط محیطی نصب و راه اندازی راکتور ۳۰ لیتری در ساتک

- ۱- آزمایشگاه مجهز به تهویه مناسب و فضای جانبی قابل دسترس برای دستگاه باشد.
- ۲- در صورت استفاده از آب شهری جهت مبرد کندانسور لوله کشی مناسب انجام شده باشد.
- ۳- دسترسی به انشعاب برق تک فاز متصل به ارت
- ۴- آزمایشگاه مجهز به سیستم اطفاء حریق باشد.
- ۵- ترجیحا زیر هود قرار داده شود.
- ۶- سینک مناسب جهت شستشوی قطعات