

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

جهت راه اندازی دستگاه نیاز به یک آزمایشگاه یا کارگاه، یک دستگاه آون آزمایشگاهی دقیق که دارای نمایشگر و کنترلر دما (ترموستات) باشد و نیز وسیله‌ی حجم سنجی و گیره فلزی (معمولا ضرورت ندارد) مورد نیاز می باشد.

هرگز و هرگز جهت استفاده از راکتور از کوره نباید استفاده کرد چون احتمال انفجار بسیار بالاست.

برای نگهداری دستگاه یک محیط معمولی بدون بخارات اسید و باز کافی می باشد.