


سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تکفاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. سطح زمین قرارگیری دستگاه بایستی صاف و تراز باشد تا از جابجایی جار حین کار دستگاه ممانعت به عمل آید. با توجه به اینکه فرآیند آسیاب مواد در این روش تا حدودی آلودگی صوتی ایجاد می نماید، لذا این مهم بایستی در انتخاب محل آزمایشگاه مد نظر قرار گیرد.

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرآباد و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۰۲۱-۷۷۲۲۳۵۸۹، ۰۲۱-۷۷۲۴۰۷۸۵-۶ تلفکس: ۰۲۱-۷۷۴۹۱۵۲۶

www.sanatceram.com

Email: headoffice@sanatceram.com