



Behin Tamin Ahura (L.L.C)
Register No.: 53642

بِسْمِ تَعَالَى
شرکت بهین تامین اهورا

Behin Tamin Ahura Company (LLC.)



تجربه، دانش و کیفیت در برند سیگما سونیک

شرایط محیطی مناسب جهت کار با دستگاه هموژنایزر آلترا سونیک



- ۱- دمای محیطی کمتر از ۶۰ درجه سانتی گراد باشد. در غیر اینصورت دستگاه باید برای دمای مورد نظر مجددا طراحی شود.
- ۲- دستگاه در شرایط آزمایشگاهی عمر و بازدهی بیشتری دارد و شرایط محیطی تا ده درصد اختلاف با شرایط محیطی آزمایشگاهی شامل گارانتی می باشد.
- ۳- ژنراتور و هد دستگاه به هیچ وجه با آب تماس نداشته باشد، در صورت تماس با آب گارانتی آن ابطال می شود.

تلفن: ۰۳۱-۳۷۸۵۷۰۲۰ فکس: ۰۳۱-۳۷۸۵۷۰۲۱ همراه: ۰۹۱۳۲۲۵۱۶۱۸

Mobile: +98-9132251618 Tel: +98-31-37857020 Fax: +98-31-3787021

Web: www.IranBTA.com Email: Info@IranBTA.com