

## نرم افزار eLife

eLife همه چیز مورد نیاز برای درمان نوروفیدبک و بیوفیدبک را با پروتکل های مختلف برای ارزیابی و درمان در اختیار شما قرار میدهد. همچنین با حسگرهای زیستی سازگار است و به شما کمک می کند تا یک ثبت بیوفیدبک کامل داشته باشید.

- پروتکل ارزیابی 4 کاناله همراه با آنالیز و تفسیر خودکار
- پروتکل ارزیابی Cliniqal Q همراه با آنالیز و تفسیر خودکار
- انواع پروتکل های درمانی : درمان افسردگی ، اضطراب ، پیش فعالی ، اختلال وسواس ، اوتیسم و ...
- امکان ساخت پروتکل دلخواه
- امکان اضافه کردن بازی ، موزیک و فیلم به صورت نا محدود

## کلاه نوروفیدبک

- قابلیت شستشو
- کاهش آرتیفکت حرکتی و نویز
- ساخته شده از مواد انعطاف پذیر
- بدون نیاز به ساییدن پوست، تزریق مقدار کمی ژل کافی است
- نصب سریع و آسان



+98922 733 8518

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

## تماس با ما

Phone

+9821 48 465

Email

info@sbimed.com

Web

www.sbimed.com



SCAN  
FOR  
MORE



## موسسه پر تودانش

پیشرو در طراحی و تولید تجهیزات  
الکتروفیزیولوژی و علوم اعصاب



# نوروفیدبک



## ویژگی ها

- تا 8 کانال ثبت همزمان سیگنال های مغز، قلب، عضله (EXG)
- ثبت با کمترین نویز و بالاترین کیفیت
- روش انتقال داده ها به دو روش: با کابل و بی سیم
- امکان ساخت انواع پروتکل های درمانی و ارزیابی
- سبک، قابل حمل، با قابلیت راه اندازی سریع و آسان
- قابلیت حذف نویز به دو روش: خودکار و دستی
- همراه با متعلقات دستگاه از جمله الکتروود، گیره ی گوش، کلاه و ژل مخصوص ثبت

## خصوصیات



### EEG

Brain Activity [1-8ch]



### ECG

Heart Rate [1-8ch]



### EMG

Muscle Activity [1-8ch]



### TEMPERATURE

Skin Temperature Sensor



### RESPIRATION

Respiratory Sensor



### GSR

Galvanic Skin Response



### BVP

Blood Volume Pressure Sensor

## EWAVE 4/6/8

دستگاه نوروفیدبک 8/6/4 کاناله برند eWave هرآنچه برای درمان نوروفیدبک و بیوفیدبک مورد نیاز است را فراهم می کند. این دستگاه توانایی کنترل ربات، قابلیت استفاده از عینک VR و سه بعدی همچنین اتصال سایر سنسورهای زیستی را دارا می باشد.

## بیوفیدبک

