

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

راکتور مخصوص استفاده در مایکروفر می باشد . اما در کوره هم قابل استفاده می باشد. در صورت استفاده از دمای بیش از ۲۰۰ درجه سانتی گراد یا مواد فرار با فشار بخار بالا منجر به ترک خوردگی راکتور می گردد. راکتور قابل استفاده در محیط انواع اسیدها و حلال ها می باشد.

دستورالعمل استفاده از دستگاه راکتور شیمیایی تمام تفلونی:

ابتدا آب را درون راکتور ریخته و درب آن کاملا محکم بسته شود. سپس در کوره در دمای ۱۵۰ درجه سلسیوس به مدت یک ساعت قرار گیرد و بعد از خنک شدن درب آن باز شده و میزان آب آن اندازه گیری شود.

آدرس: تهران، خ شریعتی، خ جلفا، خ کاویان، پ 9، کدپستی: ۱۵۴۱۸۳۳۱۱۱

همراه: ۰۹۳۸۳۸۴۴۸۲۶

تلفکس: ۰۲۱۲۲۸۵۲۳۷۰

نشانی الکترونیک: info@iranpajoh.com

پایگاه اینترنتی: www.iranpajoh.com

