

## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه آزمایشگاهی الکتروریسی دمشی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه الکتروریسی دمشی به شرح ذیل می باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه به مساحت حداقل ۲۰ متر مربع و تهویه مناسب و دارای یک میز به ابعاد ۱ × ۱ متر مربع

۲- برق تک فاز ۲۲۰ ولت حدود ۵ آمپر

۳- وجود شبکه ارت مناسب

۴- سیستم تولید هوای فشرده تا فشار ۲bar