



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

گلاس بید
مدل گلاس راد

www.raadlab.ir

E-mail: info@raadlab.ir

iran_radteb@hotmail.com

ساخت تجهیزات آزمایشگاهی رادطب نوین
به سفارش صندوق پژوهش و فناوری نانو ریاست جمهوری

۱. نکات مهم در استفاده از دستگاه

۱. محل استقرار دستگاه نباید روبرو یا نزدیک درب ورودی آزمایشگاه و پنجره قرار گیرد.
۲. استفاده از کولر هنگام کار با دستگاه ممنوع است.