



## شرکت کیان تجهیز گیتی دانش (مسئولیت محدود) طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

### شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

- ✓ در دمای زیر  $70^{\circ}\text{C}$  استفاده شود
- ✓ از قرار دادن دستگاه در محیط‌هایی با دمای زیر صفر خودداری شود
- ✓ مواد اسیدی و قلیایی و خورنده نظیر کلروفرم و استون روی دستگاه استفاده نشود
- ✓ دستگاه در سطح صاف و تراز قرار گیرد
- ✓ در انتهای انجام آزمایش شست‌وشو با آب مقطر لازم است