

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه
گلوباکس مدل LIM – vBOX 2



- ✓ میز آزمایشگاهی با ابعاد حداقل 70×130 سانتی متر با تحمل وزن حداقل ۱۲۰ کیلوگرم
- ✓ یک پریز برق برای دستگاه و در صورت لزوم یک پریز برای پمپ خلاء همراه دستگاه
- ✓ فضای مناسب برای قرار گرفتن پمپ خلاء در کنار دستگاه
- ✓ فضای مناسب برای قرار گرفتن کپسول گاز مورد نیاز