

شرایط مورد نیاز برای نصب دستگاه پیش

تقویت کننده مدل ۳۰۰۱

شرایط مورد نیاز برای نصب دستگاه:

۱. اتاق آزمایشگاه
۲. یک میز جهت قرار دادن دستگاه
۳. منبع تغذیه BIN و یا تقویت کننده طیف‌نگاری مدل ۳۶۰۰ جهت تغذیه دستگاه
۴. آشکارساز
۵. اتاق مجهز به کولر گازی جهت برقراری دما و رطوبت ثابت در حین کار