

پات آریا صنعت

تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی ، پزشکی و صنعتی

فیوم هود (هود شیمی)



هود فیوم فاقد فیلتر تسویه هوا میباید شد و هوای داخل محیط هود در هنگام آزمایش از طریق اگزاست به دستگاه به محیط بیرونی آزمایشگاه منتقل میگردد. در صورت سفارش خریدار فیلتر هپا در مسیر اگزاست قرار داده و هوای داخل هود پس از تسویه به بیرون منتقل میگردد.

مدل : FHPS

مشخصات فنی :

۱-جنس بدنه از ورق فولاد

۲-اسکلت پایه پروفیل فابریک آهن

۳-رنگ پودری الکترو استاتیک

۴-رنگ محفظه داخلی دولایه: رنگ الکترواستاتیک همراه با اپوکسی ضد اسید.

۵-مجهز به کانال اگزاس برای گاز های سنگین وسبک

۶-مجهز به فن اگزاست مناسب با دبی خروجی فضای داخل هود با پوشش رنگ اپوکسی.

۷-دارای نازل آب و گاز با کنترل از پانل جلو

۸-دارای خروجی تخلیه فاضلاب .

۹-جنس کف هود از سرامیک ضد اسید +۱۲سانتیمتری درزبندی شده با رزین ضد اسید.

۱۰- دارای سینک پلیمری ضد اسید +۳*۱۵ سانتیمتری.

۱۱- دارای پریز برق روی پانل جلو و یا داخل محفظه به درخواست خریدار.

۱۲-دارای شیشه متحرک تعادلی عمودی.

۱۳-مجهز به نور فلورسنت باکنترل از پانل جلو

۱۴-مجهز به مکان قرارگیری لامپ UV باکنترل از پانل جلو

۱۵ دارای کابینت مخصوص نگهداری مواد شیمیایی مجهز به اگزاست با فن مجزا.