

## دستورالعمل استفاده از دستگاه رآکتور شیمیایی تمام تفلونی:

ابتدا آب را درون رآکتور ریخته و درب آن کاملاً محکم بسته شود. سپس در کوره در دمای ۱۵۰ درجه سلسیوس به مدت یک ساعت قرار گیرد و بعد از خنک شدن درب آن باز شده و میزان آب آن اندازه گیری شود.

آدرس: تهران، خ شریعتی، خ جلفا، خ کاویان، پ ۹، کدپستی: ۱۵۴۱۸۳۳۱۱۱

همراه: ۰۹۳۸۳۸۴۴۸۲۶

تلفکس: ۰۲۱ ۲۲۸۵۲۳۷۰

پایگاه اینترنتی: [www.iranpajoh.com](http://www.iranpajoh.com) نشانی الکترونیک: [info@iranpajoh.com](mailto:info@iranpajoh.com)