

تاریخ:

شماره:

شرکت طب آزما


(سهامی خاص)

کالای آزمایشگاهی و پزشکی



TEBAZMA CO.

Lab.Med.Equip.

CE  ISO 9001 : 2000

شرایط محیطی نصب شوف بالن

- 1-یک عدد پریز برق ارت دار.
- 2-سطح صاف جهت قرار دادن دستگاه.
- 3-به علت متصاعد شدن گازهای مخرب در هنگام کار کردن ترجیحا در هود شیمیایی استفاده شود.

تهران : انتهای بلوار کشاورز ، جمالزاده شمالی ، بالاتر از سه راه باقر خان ، کوچه شهید نادری ، پلاک ۳

تلفن : ۳-۶۶۹۴۶۵۴۲ و ۳-۶۶۴۳۸۴۸۲ فاکس : ۶۶۹۴۶۵۴۴

www.tebazma.com

info@tebazma.com