



شرکت لابلترون  
LABTRON CO.

بسمه تعالی

## چسب پاتولوژی (مونتان)

نام ماده: چسب پاتولوژی (مونتان)

مدل ماده: میکروسکوپی

کاربرد: مونته کردن اسلایدهای پاتولوژی جهت بررسی میکروسکوپی

نگهداری و ایمنی:

- حداکثر دمای محیط: ۲۵ درجه سانتیگراد
- حداکثر رطوبت: ۲۰ درصد
- پس از استفاده درب بطری به خوبی بسته شود
- در مجاورت نور و حرارت قرار نگیرد
- چسب سمی و آتش گیر است
- توصیه می شود هنگام کار با چسب از دستکش استفاده شود.