



ترالی سیفتی باکس XL

قرارگیری و جابجایی سیفتی باکس XL

ترالی سیفتی باکس XL به منظور قرار دادن سیفتی باکس به صورت ایستاده و انتقال آسان و ایمن آن طراحی شده است. استفاده از این محصول به صورت ایستاده، موجب تسهیل دفع انواع پسماندها به ویژه پسماندهای طولی مانند سوند، ابزار آندوسکوپی، تراکر، پیپت و ... می‌گردد.

ابعاد (ارتفاع × عرض × طول)	سیفتی باکس مناسب	ایران کد
۵۰۰ mm × ۲۴۰ mm × ۹۲۰ mm	XL	۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۱



پایه فلزی رومیزی سیفتی باکس RC plus

نگهداری سیفتی باکس روی میز

سیفتی باکس مناسب	ایران کد
RC plus ۶.۷	۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



پایه فلزی سیفتی باکس RC plus (کوچک)

نصب سیفتی باکس روی میله عمودی و دیوار

سیفتی باکس مناسب	ایران کد
RC plus ۲.۳	۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



پایه فلزی سیفتی باکس RC plus (بزرگ)

نصب سیفتی باکس روی میله عمودی و دیوار

سیفتی باکس مناسب	ایران کد
RC plus ۴.۵.۶.۷	۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



پایه پلاستیکی سیفتی باکس RC plus

نصب سیفتی باکس روی دیوار، ترالی، میله‌های عمودی و افقی

سیفتی باکس مناسب	ایران کد
RC plus ۲.۳.۴.۵	۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



پایه فلزی سیفتی باکس

نصب سیفتی باکس روی دیوار یا سطوح مشابه

پایه‌های فلزی سیفتی باکس در دو مدل مختلف برای طراحی شده‌اند. این پایه‌ها از فلز روکش دار و مقاوم ساخته شده و قابل نصب روی دیوار می‌باشند. Cd ۵ و Cd ۳، Cd ۲، Cd ۱/۵



Cd ۵ - Cd ۳

سیفتی باکس مناسب	ایران کد
مدل‌های ۵ و Cd ۳ / Cd ۳ و ۵ / C plus ۳	۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲
مدل‌های Cd ۲ - Cd ۱/۵	۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



Cd ۲ - Cd ۱/۵



پایه پلاستیکی سیفتی باکس Ra

نصب سیفتی باکس روی میله عمودی و دیوار

پایه پلاستیکی سیفتی باکس برای تمامی سیفتی باکس‌های Ra قابل استفاده است. پایه پلاستیکی سیفتی باکس P.I.P. علاوه بر نصب روی میله قابل نصب روی دیوار نیز می‌باشد. این پایه در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه‌ها مقاوم است و قابل اتوکلاو نیز می‌باشد.



ابعاد (عرض × طول)	سیفتی باکس مناسب	ایران کد
۹۰ mm × ۳۰ mm	تمامی مدل‌های Ra	۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶

