

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری :

- شرایط محیطی لازم برای نگهداری دستگاه مطابق با لیبل الصاق شده بر روی دستگاه (مطابق با زیر) می باشد:

Dynamic Body Weight Support System

Name: Body weight support system

Model: LIGHT GAIT

Mark: MatBionics

Frequency: 50/60 Hz

Power Supply: 220 V

Consumption Current: 5A

Atmospheric pressure: 400kPa ~1060kPa

Ambient Temperature: 5-50 c°

Environment Humidity: 15-85 %

Class I , Type: B

Max Dynamic Supported weight : 85 Kg



MAT011701




December 2017



Medical Equipments Technology Incubator center, Pastur Ave., Tabriz, Iran

Produced by Tarahane Fannavarihayeh Tebbi Matin Co.

Phone No: 041-34793935



▪ شرایط نصب و راه اندازی :

مطابق با جدول زیر ابعاد اتاق یا سالن کلینیک و ارتفاع سقف باید مطابق با ابعاد دستگاه Easy gait باشد که در محل نصب و راه اندازی خواهد گردید.

مشخصات دستگاه easy gait	
طول دستگاه	(با سیستم واقعیت مجازی) ۳۵۰۰cm
easy gait	(بدون سیستم واقعیت مجازی) ۲۵۰۰cm
سرعت تردمیل	۰,۱۵ - ۱۰ km/h
حداکثر وزن بیمار	۱۲۰kg
تعلیق وزنی دینامیک	۸۵ kg
برق دستگاه	۲۲۰ v - ۵۰/۶۰ Hz
ارتفاع	۲۷۰۰Cm
هارنس بیمار	بزرگسال : ۴ سایز
	کودک : سفارشی