

تاریخ:

شماره:

پیوست:

www.Azhand.ir

شماره ثبت: ۳۲۸۵۴



Azhand pazhoohan tos Co.

شرکت آزند پژوهان توس

بسمه تعالی

شرایط محیطی

دستگاه: میکسر هماتولوژی

- این دستگاه برای کار در اتاق تمیز طراحی و ساخته شده است. لذا می‌بایست میز آن به طور کامل تراز بوده و از هرگونه لرزش نیز جلوگیری شود.
- ترجیحا محل قرارگیری دستگاه از تولیدکننده های بزرگ میدان مغناطیسی دور باشد.
- تغذیه برق دستگاه از برق شهری می‌باشد.
- تهویه اطراف دستگاه به گونه ای باشد که جریان هوای دستگاه مسدود نشود.