

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

دستگاه کوبه تهیه نمونه استاندارد ماسه ریخته گری



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برای استفاده از دستگاه حتما نیاز می باشد تا یک میز صلب و صاف (بدون لرزش) برای آن در نظر گرفته شود. به دلیل اینکه حین استفاده از دستگاه ضربات وارده نیروی فراوانی به میز وارد می کنند، میز باید دارای استحکام مناسب باشد.

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرآباد و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۶-۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

www.sanateram.com

Email:headoffice@sanateram.com