

بسمه تعالی

شماره: ۰۷/۱۴/خ

تاریخ: ۹۹/۰۷/۲۲

پیوست:

شرکت پژوهشگران صنعت آزمون

شماره ثبت: ۴۹۵۴۲۵

شرایط نگهداری کاغذهای pH متر

- ۱- کاغذها بایستی در محیط خشک و بدون رطوبت نگهداری شوند.
- ۲- کاغذهای پی اچ سنج بایستی از معرض نور خورشید بدور باشند.

شرایط استفاده

- این کاغذها برای سنجش pH محلولها و مایعات می باشد.
- مایع مورد بررسی بایستی حاوی مواد رنگبر نباشد.
- مایعات مورد بررسی نبایستی خود باعث رنگ کردن کاغذ شوند (حاوی رنگهای فعال نباشند).