

## شرکت پژوهشگران نانو فناوری

### شرایط مورد نیاز برای نصب دستگاه mini-electrospinning

شرایط نصب و راه اندازی دستگاه الکتروریسی mini-electrospinning به شرح ذیل می باشد:

- 1- کنتور برق تک فاز 60 آمپر
- 2- دور از حالا های شیمیایی و مواد آتش زا نصب گردد.
- 3- سیستم های الکترونیکی نزدیک دستگاه قرار نگیرد.
- 4- آزمایشگاه مجهز به فن تخلیه هوا باشد.

تلفن ۰۲۱-۲۲۸۹۶۹۰۹

نشانی: تهران خیابان شریعتی پایین تر از حسینیه ارشاد دشتستان سوم پلاک ۱۰ طبقه سوم