



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری طیف سنج نشر نوری -

پلاسمای مایکروویو

OES-Arn-2

شرایط محیطی مناسب و امکانات تکمیلی کنار دستگاه ضروری می باشد.

- (۱) آزمایشگاه با دمای مناسب و تهویه مناسب
- (۲) کامپیوتر با مشخصات مناسب و بروز
- (۳) استفاده از UPS جهت تغذیه دستگاه برای مصون ماندن دستگاه از نوسانات برق
- (۴) کپسول و رگلاتور گاز آرگون
- (۵) مناسب بودن فضای اطراف دستگاه و رعایت فاصله مناسب از سایر دستگاه ها
- (۶) استفاده از کاور دستگاه موقعی که خاموش است
- (۷) استفاده از دستگاه و نگهداری در محیط عاری از گرد و غبار
- (۸) سیستم هود برای خروج گازها