



# نانو شرق ابزار توس

یخچال ازلت مایع

پیوست ۴  
شرایط محیطی نصب



نانو شرق

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی یخچال ازت مایع (سری LNC-100)

برای نصب و راه‌اندازی دستگاه یخچال ازت مایع شرایط خاصی مورد نیاز نیست و موارد ذیل برای استفاده از سیستم کفایت می‌کند:

- ۱- میز کار آزمایشگاهی
- ۲- پریز برق تکفاز فاز برای راه‌اندازی سیستم خلاء
- ۳- برای سنجش‌های اپتیکی نیاز به تجهیزات لازم از قبیل میز اپتیکی، اتاق تاریک، و سیستم اپتیکی مانند فتولومینسانس و ... است.
- ۴- مخزن ازت مایع (بر اساس سفارش)، فلاسک ازت مایع و کیف فلزی

نانو شرق ابزار توس با مسئولیت محدود

[www.NanoSATco.com](http://www.NanoSATco.com)



۰۹۱۲۲۷۳۱۵۱۷

نانو ستان



۰۲۷۳-۳۳۹۷۸۰۵

شاهرود، پارک علم و فناوری استان سمنان.

مرکز رشد و اندامی خاور.

شرکت نانو شرق ابزار توس

کد پستی: ۳۶۱۴۹۱۵۱۹، منطقه پستی: ۳۶۱۵۵-۱۵۱

[www.NanoSATco.com](http://www.NanoSATco.com)



نانو شرق ابزار توس

**NANO SHARGH ABZAR TOOS**



**NANO SHARGH ABZAR TOOS**

[www.NanoSATco.com](http://www.NanoSATco.com)