



شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه SCP-20B

دستگاه کشنده لوله موئین SCP-20B شرکت سما تجهیز آرنّا احتیاج به نصب و راه اندازی نداشته و توسط کاربر قابل بهره‌برداری می‌باشد.

به منظور حفظ طول عمر و کارایی مناسب دستگاه لازم است به نکات زیر توجه شود:

- از ریختن آب و هرگونه مواد شیمیایی بر روی بدنه دستگاه و به خصوص قسمت‌های باز آن جداً خودداری شود.
- پس از اتمام کار با دستگاه کلید در حالت خاموش قرار گیرد.
- از سفت کردن بیش از حد گیره‌های نگه‌دارنده سرنگ‌ها خودداری شود.
- از نزدیک کردن دست به قسمت داغ دستگاه (قسمت میانی) جداً خودداری شود.
- از باز کردن دستگاه توسط افراد غیر متخصص و متفرقه اکیداً پرهیز شود و در صورت بروز هرگونه مشکلی با کارشناسان شرکت سما تجهیز آرنّا ارتباط برقرار شود.
- دستگاه بر روی سطح صاف و بر روی میز با لرزش کم قرار گیرد تا دستگاه در بالاترین دقت خود کار کند.
- دستگاه به دور از میدان‌های شدید الکتریکی و مغناطیسی قرار گیرد.
- دستگاه در محیط با آلودگی و میزان گرد و غبار بالا قرار نگیرد.
- حتماً در هنگام کار کردن دستگاه اپراتور حضور داشته باشد.