

نهامین پردازان آسیا

شرکت تحقیقاتی - مشاوره‌ای - صنعتی

بسمه تعالی

چک لیست راه‌اندازی نرم افزار

روز قبل از نصب:

- 1- هماهنگی ارسال بسته نرم‌افزاری
- 2- دریافت بسته نرم‌افزاری
- 3- هماهنگی ساعت حرکت و برگشت
- 4- هماهنگی با شرکت مربوطه به منظور تهیه یک عدد رایانه مناسب، نصب ویندوز، درایورها و مجموعه آفیس
- 5- کسب اطلاع در رابطه با میکروسکوپ و دوربین
- 6- تست نهایی نرم‌افزار
- 7- پرینت قرارداد و تاییدیه نصب نرم‌افزار

حین نصب:

- 8- امضای قرارداد (در صورت نیاز)
- 9- کپی پوشه‌های نرم‌افزارها، عکس‌های متالوگرافی و درایورها (در صورت نیاز)
- 10- راه‌اندازی دوربین، نصب درایور کارت کپچر و نرم‌افزار انتقال عکس (در صورت نیاز)
- 11- نصب نرم‌افزارهای مورد نیاز (فونت، USB Disk Security، Winrar، PDF، Word 2 PDF)
- 12- تعویض Background
- 13- کپی نمونه‌ی عکس‌های متالوگرافی
- 14- نصب نرم افزار MIP
- 15- نصب نرم‌افزار Team viewer
User: npa .a
Pass: npa123 .b
- 16- فریز کردن کامپیوتر
a. پسورد: lab123

پس از نصب:

- 17- آموزش تمام پکیج‌های نرم‌افزار
- 18- امضای تاییدیه نصب توسط کارشناس مربوطه



نهامین پردازان آسیا

شرکت تحقیقاتی - مشاوره‌ای - صنعتی

مشخصات خریدار:

نام خریدار:

محل نصب نرم افزار:

کابر مسئول نرم افزار:

شماره تماس:

آدرس:

مشخصات نرم افزار:

نام نرم افزار: مجموعه کامل نرم افزار پردازش تصاویر متالوگرافی (MIP) - ویرایش 4

بسته‌های تخصصی نرم افزار	راه اندازی و آموزش
Base of software: 1- Project Management 2- Calibration 3- Image Editor 4- Measurement 5- Report generator	تایید می شود <input type="checkbox"/>
Cast Iron	تایید می شود <input type="checkbox"/>
Phase Fraction	تایید می شود <input type="checkbox"/>
Coating Thickness	تایید می شود <input type="checkbox"/>
Grain Size	تایید می شود <input type="checkbox"/>

بدینوسیله راه اندازی نرم افزار و آموزش بسته‌های نرم افزاری فوق در تاریخ تایید گردید.

محل امضای نماینده
خریدار

محل امضای نماینده
شرکت نهامین پردازان آسیا

