

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه DSC(OIT) به شرح ذیل می‌باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیم‌ها

و کابل‌های فشار قوی در طبقه همکف یا زیرزمین

۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳- امکان قرارگیری دستگاه کامپیوتر در کنار دستگاه DSC(OIT)

۴- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد.

۵- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد.

۶- کپسول نیتروژن و اکسیژن با خلوص ۹۹/۹۹ %