



شرکت دانش بنیان فناور آزمایش مکترونیک

Gel documentation

دستگاه عکسبرداری از ژل

شرایط نگهداری

تولید کننده

شرکت فناور آزمایش مکترونیک



شرکت دانش بنیان فناوری آزمایش مکترونیک



حداکثر سایز نمونه ۲۰*۲۰ سانتی متر
دوربین ۳ مگاپیکسل
رزولوشن ۱۵۳۶*۲۰۴۸
دارای خروجی مجزای تصویر
قابلیت جبران نور پس زمینه
قابلیت تعادل رنگ سفید
قابلیت حذف نویز
اسلات کارت حافظه
قابلیت اتصال به شبکه
صفحه نمایش **Lcd Tuch Screen**
ترانس لومیناتور ۳۱۲/۲۵۴ نانومتر
قابلیت نصب ۳ فیلتر
قابلیت وایت لایت
سیستم عامل ویندوز ۷

- ۱- از قرار دادن دستگاه در محل های مرطوب و زیر نور خورشید خودداری فرمائید
- ۲- از ضربه شدید به درب و بدنه اجتناب شود .
- ۳- برای تمیز کردن شیشه های دستگاه از دستمال مرطوب و شیشه شوی استفاده فرمائید.
- ۴- از اتانول جهت تمیز نمودن داخل دستگاه استفاده شود.
- ۵- کف دستگاه قابل تمیز نمودن با اتانول است .
- ۶- جهت تعویض لامپ ها با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید .
- ۷- از ریختن آب بروی قسمت های برقی دستگاه خودداری فرمائید .
- ۸- بعد از ۲ سال برای سرویس با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید