

## 5X Real time PCR Master Mix (Eva Green)

این کیت آماده استفاده و بهینه شده برای real - Time می باشد. در این کیت DNA پلی مرز در کمتر از 15 دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد فعال می شود. که این مسئله مانع از گسترش غیر اختصاصی و پرایمر – دیمر شدن در درجه حرارت پایین می شود.

### روش کار:

برای یک واکنش پی سی آر کمی با حجم 20 میکرولیتر، باید 4 میکرولیتر از این مسترمیکس استفاده کرد.

### کاربردها:

- تشخیص و تعیین مقدار DNA و CDNA
- بیان ژن
- تشخیص میکروبی