



AG 333

Bouncy Balance Bench Set میز و سطل ارشمیدس

EN 12390-7

BS 812:2, 1881:114

ISIRI 4982

آزمون جهت تعیین وزن مخصوص مصالح سنگی و نمونه‌های بتن آماده، اقدام به ساخت این مجموعه نموده است که شامل بدنه اصلی با رنگ الکتروستاتیک مقاوم و سوراخ تعبیه شده بر روی میز جهت توزین مصالح، بالابر مکانیکی جهت هم‌سطح کردن آب با مصالح، سطل آب پلاستیکی و سبد دانسیته به قطر ۲۰ و ارتفاع ۲۰ سانتی متری باشد.

پیشنهاد: جهت توزین نمونه‌ها از ترازوهای زیرقلاپدار شده ذیل می‌توان استفاده کرد:

- ترازوی به ظرفیت 30kg با دقت 1g مدلهای WE 063 – WE 133
- ترازوی به ظرفیت 3kg با دقت 0.1g مدلهای WE 024 – WE 130
- ترازوی به ظرفیت 6kg با دقت 0.2g مدل WE 131

Model	AG 333
Description	Bouncy Balance Bench Set
Dim.L×W×H	700x450x1000mm
Weight	25kg



AG 336



AG 337

سبد دانسیته و گیره نمونه بتن

Density Baskets & Concrete Sample Holder

ASTM C127

AASHTO T85

از سبد دانسیته در ابعاد مختلف برای تعیین وزن مخصوص ماسه یا شن استفاده می‌شود و گیره نمونه بتن برای نگهداری نمونه‌های مکعبی 10×10 mm، 15×15 mm، و نمونه‌های استوانه‌ای 6×12in، 4×8in به کار می‌رود.

Model	AG 336	AG 337	AG 338
Dim. DxH	200x200mm	100x120mm	160x160mm
Material	Galvanized Steel	Galvanized Steel	Galvanized Steel
Weight	1000g	500g	300g