


ویرایش: ۰	شماره: 422	شرکت فرزانه آرمان		
Reagent	Trichloroacetic Acid, 30%	تری کلرو استیک اسید 30%	نام معرف	
Usage	used for the precipitation of proteins and nucleic acids and as a decalcifier and fixative in microscopy	تری کلرو استیک اسید به عنوان معرف برای رسوب کردن پروتئین ها و اسید های نوکلئیک و به عنوان تثبیت کننده در میکروسکوپ استفاده میشود.	کاربرد	
	نرمالیت / مولاریته	۱۰۰ میلی لیتر	حجم	
		23 هفته پایدار می باشد.	زمان پایداری	
		در مکان خشک، خنک (یخچال) و مکان با تهویه مناسب و در شیشه های کهربایی نگهداری شود.	شرایط نگهداری	
			توضیحات	