



شرکت دنا ژن تجهیز

تانک تیوب ژل

سیستم دو بعدی الکتروفورز شرکت دنا ژن تجهیز در برگیرنده همه نیازهای ضروری برای راه اندازی سیستم الکتروفورز 2D می باشد. در واقع بعد اول الکتروفورز دوبعدی با استفاده از سیستم الکتروفورزی تیوب ژل صورت می گیرد. تیوب های کاپیلاری شرکت دنا ژن تجهیز به گونه ای طراحی شده اند که بوضوح موجب آسان نمودن استخراج ژل پس از اتمام بعد اول IEF می شوند.

مشخصات فنی

مشخصات فنی	
TUBE GEL ELECTROPHORESIS TANK	نام دستگاه
10 عدد	تعداد تیوب
نمی باشد	استیریل
دمای اتاق	دمای نگهداری
1 کیلو گرم	وزن
19 x 15x 10	ابعاد
آزمایشگاه های پاتولوژی، تحقیقاتی، بیوتکنولوژی	کاربرد